


- 1. Para evitar errores primero abre el workbench.
- 2. Conéctate con tu usuario.
- 3. Borra la base de datos escala_braden.




4. Ves a Server y clica en Data Import.



5. Selecciona Import from Selft-Contained File y pon la ruta donde está la base de datos que fue descargada con la aplicación. Después haz click en Start Import.



6. Aparecerá algo como en la siguiente imagen. Dale actualizar para visualizar correctamente que se introdujo la base de datos.



7. Ya podrás usar correctamente la aplicación, si quieres comprobar algo de la base de datos en Workbench, ciérralo primero y luego vuelve a abrirlo para evitar posibles errores.